

puntodental
Una empresa **OrtoTek**





Pastas Dentales

Protección Bucal Pro Formula	4
Aliento Fresco Fresh Breath	6




Enjuagues Bucales

Protección Bucal Pro Formula	3
Aliento fresco Oxyfresh	5



Gel de alivio

Alivio Bucal Pro Relief	7
-------------------------	---



Cepillos eléctricos

Sonic Y10	9
Sonic Y1S	10



Irrigadores

Ultrasonic CY0	11
Recargable Premium, H2O Floss	13
Familiar Whisper, H2O Floss	14



Limpieza interdental y otros

Cepillos interdentales, Piksters	16
PowerPiksters, Piksters	17
Otros.	18 a 21

Oxyfresh

Aliento fresco prolongado y protección periodontal.



PROTECCIÓN BUCAL

Protección Bucal Pro Formula

¡Suave, pero duro contra el mal aliento!

Es el enjuague favorito de muchos odontólogos hace más de 30 años. Es perfecto para cualquier persona propensa a las caries, que sufra de dientes y encías sensibles o que utilice productos blanqueadores y quienes quieran un aliento fresco además de una sonrisa saludable.

Está potenciado por nuestra combinación única y patentada de Oxygene® y zinc para eliminar suavemente el mal aliento como si ese fuera su trabajo ... ¡porque lo es! Sin embargo, es increíblemente suave con un aceite de menta natural y ligero que calma y acondiciona esas delicadas sonrisas y tejidos de las encías.

Además, está endulzado naturalmente con xilitol, que se ha demostrado que combate la formación de placa bacteriana y bacterias que causan caries.



Indicaciones

- ⊙ Protección de salud periodontal, de apoyo a largo plazo.
- ⊙ Halitosis y problemas de mal aliento.
- ⊙ Mantención de aparatos, planos y prótesis removibles.

Oxyfresh

Características

- ⊙ Fórmula patentada Oxygene® en base a Dióxido de Cloro (ClO₂) que combate el mal aliento.
- ⊙ Sin alcohol y sin productos químicos agresivos, aditivos, edulcorantes artificiales o agentes de enmascaramiento.
- ⊙ Sin colorantes: fórmula que no mancha para mantener los dientes blancos perlados resplandecientes.
- ⊙ PH Balanceado.

Ventajas

- ⊙ Clínicamente probado.
- ⊙ Su principio activo no enmascara el mal aliento, lo elimina neutralizándolo químicamente.
- ⊙ No tóxico, ni tiene los efectos secundarios de los enjuagues con alcohol.
- ⊙ No tiñe.
- ⊙ Sus aceites naturales estimulan el flujo de saliva.

Beneficios

- ⊙ Protección periodontal contra las bacterias.
- ⊙ Aliento fresco prolongado.
- ⊙ Refresca y estimula el flujo de saliva.
- ⊙ Endulzado naturalmente con Xilitol – Se ha demostrado que el xilitol inhibe la formulación de placa, bacterias y cavidades.

PASTA DENTAL

Protección Bucal Pro Formula

¡Suave, pero poderosa!

La pasta dental PRO FORMULA es suavemente mentolada y fresca. Es una de las favoritas de los profesionales dentales en Estados Unidos para proteger el trabajo estético dental con un sistema suave y de uso en casa.

PRO FORMULA no contiene alcohol, colorantes o ingredientes altamente abrasivos que puedan manchar o dañar la estética dental.

PRO FORMULA tiene una de las clasificaciones de abrasión más bajas del mercado. Sumada a su exclusivo Oxygene® y aceite esencial de menta entrega una combinación única para proteger el blanco nacarado y la brillantez de los dientes.

Es perfecto para aquellos que usan productos blanqueadores o tienen carillas o dientes y encías sensibles.



Indicaciones

- ⊙ Protección de salud periodontal, de apoyo a largo plazo.
- ⊙ Halitosis y problemas de mal aliento.
- ⊙ Protección de áreas erosionadas.
- ⊙ Protección de raíces expuestas.

Características

- ⊙ Fórmula patentada Oxygene® en base a Dioxido de Cloro (ClO2) que combate el mal aliento.
- ⊙ Sin alcohol y sin productos químicos agresivos, aditivos, edulcorantes artificiales o agentes de enmascaramiento.
- ⊙ Sin colorantes. Fórmula que no mancha para mantener los dientes blancos perlados resplandecientes.
- ⊙ PH Balanceado.

Ventajas

- ⊙ Clínicamente probado.
- ⊙ Su principio activo no enmascara el mal aliento, lo elimina neutralizándolo químicamente.
- ⊙ No tóxico, ni tiene los efectos secundarios de los enjuagues con alcohol.
- ⊙ No tiñe.
- ⊙ Contiene aceites naturales que estimulan el flujo de saliva.
- ⊙ Baja abrasión – Mayor protección para esmaltes dentales delicados.

Beneficios

- ⊙ Protección periodontal contra las bacterias.
- ⊙ Aliento fresco prolongado.
- ⊙ Refresca y estimula el flujo de saliva.
- ⊙ Endulzado naturalmente con Xilitol – Se ha demostrado que el xilitol inhibe la formación de placa, bacterias y cavidades.

ENJUAGUE BUCAL

Aliento fresco Oxyfresh

El enjuague bucal Fresh Breath Menta limón de máxima fuerza, lleva la tecnología de lucha contra el mal aliento al siguiente nivel. Es seguro para todos y una necesidad para las personas con mal aliento crónico (halitosis) o enfermedad periodontal.

Su fórmula única patentada incluye 2 veces la increíble combinación de zinc y oxígeno® para neutralizar completamente las bacterias que causan el mal aliento. De ese modo, no enmascara el mal aliento, sino que lo elimina. Con refrescantes aceites esenciales, el enjuague bucal Menta Limón ayuda a estimular un flujo de saliva saludable, una gran ventaja para cualquier persona que sufra de sequedad de boca.



Indicaciones

- ⊙ Halitosis y problemas de mal aliento.
- ⊙ Protección de salud periodontal, de apoyo a largo plazo.
- ⊙ Personas con sequedad bucal.
- ⊙ Mantenimiento de aparatos, planos y prótesis removibles.

Características

- ⊙ Fórmula patentada Oxygene® en base a Dioxido de Cloro (ClO2) que combate el mal aliento.
- ⊙ Contiene aceites naturales esenciales y Aloe Vera.
- ⊙ Sin alcohol y sin productos químicos agresivos, aditivos, edulcorantes artificiales o agentes de enmascaramiento.
- ⊙ Sin colorantes: fórmula que no mancha para mantener los dientes blancos perlados resplandecientes.
- ⊙ PH Balanceado.

Ventajas

- ⊙ Clínicamente probado.
- ⊙ Su principio activo no enmascara el mal aliento, lo elimina neutralizándolo químicamente.
- ⊙ No tóxico, ni tiene los efectos secundarios de los enjuagues con alcohol.
- ⊙ No tiñe.
- ⊙ Sus aceites naturales estimulan el flujo de saliva.

Beneficios

- ⊙ Aliento fresco prolongado.
- ⊙ Protección periodontal contra las bacterias.
- ⊙ Refresca y estimula el flujo de saliva.
- ⊙ Endulzado naturalmente con Xilitol – Se ha demostrado que el xilitol inhibe la formulación de placa, bacterias y cavidades.

PASTA DENTAL

Aliento Fresco Fresh Breath

La pasta dental Fresh Breath - Lemon Mint de máxima fuerza es perfecta para toda la familia, para cualquier persona que tenga mal aliento crónico (halitosis) o enfermedad periodontal, y aquellos que buscan una solución probada para combatir diariamente el mal aliento. Su fórmula exclusiva de Oxygene® y zinc garantiza una sonrisa más saludable y la protección del aliento más fresco posible.

Está infundido con una explosión refrescante de aceites esenciales (limón, naranja, pomelo, bergamota, lima y menta verde) para una sensación fresca de recién cepillado, prolongada entre comidas a lo largo del día. Además, está endulzado naturalmente con xilitol, que se ha demostrado que combate la formación de placa y bacterias.



Indicaciones

- ⊙ Halitosis y problemas de mal aliento.
- ⊙ Protección de salud periodontal, de apoyo a largo plazo.
- ⊙ Protección de áreas erosionadas.
- ⊙ Protección de raíces expuestas.

Características

- ⊙ Fórmula patentada Oxygene® en base a Dioxido de Cloro (ClO2) que combate el mal aliento.
- ⊙ Contiene aceites naturales esenciales.
- ⊙ Sin alcohol y sin productos químicos agresivos, aditivos, edulcorantes artificiales o agentes de enmascaramiento.
- ⊙ Sin colorantes. Fórmula que no mancha para mantener los dientes blancos perlados resplandecientes.
- ⊙ PH Balanceado.

Ventajas

- ⊙ Clínicamente probado.
- ⊙ Su principio activo no enmascara el mal aliento, lo elimina neutralizándolo químicamente.
- ⊙ No tóxico, ni tiene los efectos secundarios de los enjuagues con alcohol.
- ⊙ No tiñe.
- ⊙ Contiene aceites naturales que estimulan el flujo de saliva.
- ⊙ Libre de SLS (lauril sulfato de sodio) – Una necesidad para aquellos que son propensos a las alergias, aftas o herpes labial.

Baja abrasión – Mayor protección para esmaltes dentales delicados.

Beneficios

- ⊙ Aliento fresco prolongado.
- ⊙ Protección periodontal contra las bacterias.
- ⊙ Protección de áreas erosionadas.
- ⊙ Baja abrasión para mayor protección del esmalte dental.
- ⊙ Endulzado naturalmente con Xilitol – Se ha demostrado que el xilitol inhibe la formulación de placa, bacterias y cavidades.

GEL DENTAL

Alivio Bucal Pro Relief

Extremadamente calmante.

El gel dental PRO RELIEF es favoritos entre los cirujanos dentales de Estados Unidos por su insuperable alivio calmante y curativo.

Es perfecto para cualquier persona que sufra de sequedad bucal, mal aliento crónico (halitosis), enfermedad periodontal, aftas, tejidos irritados o se haya sometido a extensos procedimientos dentales.

Está formulado con una mezcla terapéutica de ingredientes que incluyen aloe vera, manzanilla, ácido fólico y aceite esencial de menta. Además, está elaborado con nuestro componente exclusivo de oxígeno® y zinc.

Está específicamente formulado para proporcionar hidratación y alivio calmante de acción rápida.



Indicaciones

- ⊙ Pacientes con sequedad bucal.
- ⊙ Pacientes con prótesis bucales.
- ⊙ Halitosis crónica.
- ⊙ Estomatitis.
- ⊙ Mantenimiento periodontal a largo plazo.
- ⊙ Úlceras aftosas, virales o traumáticas.
- ⊙ Tejido quemado.
- ⊙ Pacientes en tratamiento de quimioterapia o radiación.

Oxyfresh

Características

- ⊙ Fórmula patentada Oxygene® en base a Dioxido de Cloro (ClO2) que combate el mal aliento.
- ⊙ Contiene aceites naturales esenciales y Aloe Vera.
- ⊙ Sin alcohol y sin productos químicos agresivos, aditivos, edulcorantes artificiales o agentes de enmascaramiento.
- ⊙ Sin colorantes. Fórmula que no mancha para mantener los dientes blancos perlados resplandecientes.
- ⊙ PH Balanceado.

Ventajas

- ⊙ Clínicamente probado.
- ⊙ Su principio activo no enmascara el mal aliento, lo elimina neutralizándolo químicamente.
- ⊙ No tóxico, ni tiene los efectos secundarios de los enjuagues con alcohol.
- ⊙ No tiñe.
- ⊙ Contiene aceites naturales que estimulan el flujo de saliva.
- ⊙ Se puede dejar en boca durante la noche.

Beneficios

- ⊙ Alivio para calmar las llagas en la boca causadas por morder la mejilla interna o por procedimientos dentales.
- ⊙ Alivio rápido para las encías sensibles.
- ⊙ Promueve la curación, neutralizando las bacterias e hidratando el tejido para ayudar en el proceso de curación.
- ⊙ Proporciona humedad al tejido seco o irritado.
- ⊙ Endulzado naturalmente con Xilitol – Se ha demostrado que el xilitol inhibe la formulación de placa, bacterias y cavidades.



Experiencia inteligente que mejora
ampliamente tu higiene bucal



CEPILLO ELÉCTRICO

Cepillo eléctrico Sonic Y10

Cepilla de forma más inteligente. Sonríe más brillante.



Características

- ⊙ Adaptación inteligente.
- ⊙ Visualización de áreas ciegas.
- ⊙ Sensor de presión.
- ⊙ Cabezal de cepillo con "colchón de aire".
- ⊙ Duración de la batería de 180 días.
- ⊙ Resistente al agua IPX8.
- ⊙ Temporizador inteligente.
- ⊙ Diseño de botón perfecto.

Ventajas

- ⊙ Se adapta inteligentemente para limpiar cada superficie dental.
- ⊙ Visualiza e identifica con precisión las áreas ciegas.
- ⊙ Sensor de presión para una mejor protección de las encías.

Beneficios

- ⊙ Remoción de placa 2.5 veces más efectiva.
- ⊙ Resultados de cepillado visibles en pantalla inteligente.
- ⊙ Indicador de presión y ajuste inteligente de intensidad.

CEPILLO ELÉCTRICO

Cepillo eléctrico Sonic Y1S

Diseño estético. Un protector bucal y blanqueador integral.



Características

- ⊙ Motor potente.
- ⊙ Cabezal de cepillo con "colchón de aire".
- ⊙ Duración de la batería de 1 año.
- ⊙ Diseño clásico de columnas romanas.
- ⊙ Temporizador inteligente.
- ⊙ Resistente al agua IPX7.
- ⊙ Producto autorizado por ADA.
- ⊙ Elección de más de 7.2 millones de usuarios.

Ventajas

- ⊙ Poder concentrado para una limpieza dental eficiente.
- ⊙ Cabezal de cepillo con "colchón de aire" patentado.
- ⊙ Duración de la batería de 1 año.

Beneficios

- ⊙ Remueve un 98.18% más de placa.
- ⊙ Adecuado para dientes sensibles con respaldo de goma suave.
- ⊙ Una carga completa, batería de 1 año de duración.

IRRIGADOR BUCAL

Irrigador Bucal Cuidado Avanzado Ultrasonico CY0

Solución para el cuidado bucal integral

- Limpieza profunda entre los dientes (suave y potente a la vez)
- Preciso y exacto
- Diseño ergonómico, cómodo y antideslizante



Características

- ⊙ Tecnología ultrasónica patentada.
- ⊙ Cascada de microburbujas de agua.
- ⊙ Forma del cuerpo suave. Diseño de cierre antideslizante.
- ⊙ Experiencia personalizada de uso de hilo dental: 4 modos.
- ⊙ Depósito de agua de 200 ml con diseño de doble entrada de agua.
- ⊙ Inalámbrico.

Ventajas

- ⊙ Tecnología ultrasónica patentada.
- ⊙ Cascada de microburbujas de agua.
- ⊙ Forma del cuerpo suave. Diseño de cierre antideslizante.

Beneficios

- ⊙ Limpieza profunda entre los dientes.
- ⊙ Limpieza suave pero potente.
- ⊙ Ergonomía, cómodo de sostener, no es fácil de resbalar.

h2ofloss

Lleva tu higiene bucal otro nivel y atrévete con
el poder del agua pulsátil



IRRIGADOR BUCAL

Irrigador Bucal Familiar Whisper, H2O Floss

Limpieza bucal profesional para toda la familia.



Gran capacidad para el uso de toda la familia: incluye 12 boquillas con receptáculo de 800 ml.

Características

- ⊙ 6 niveles de presión de agua.
- ⊙ Capacidad de 800 ml de agua.
- ⊙ 1200 pulsaciones por minuto.
- ⊙ 12 boquillas.
- ⊙ Con receptáculo para guardar y contener las boquillas en un sólo lugar.

Ventajas

- ⊙ Su gran capacidad de agua y cantidad de boquillas hacen que sea un aparato funcional para toda la familia.
- ⊙ irrigador bucal muy silencioso.
- ⊙ Único con boquillas para irrigación nasal

Beneficios

- ⊙ Limpieza profunda entre dientes.
- ⊙ Versátil para adaptarse a las distintas necesidades del grupo familiar.
- ⊙ Experiencia de uso silenciosa y agradable.
- ⊙ Solución integral para higiene más eficiente.

IRRIGADOR BUCAL


Irrigador Bucal Portátil Recargable Premium

Para una limpieza bucal profesional en cualquier momento y lugar.

- Portátil, liviano y recargable.
- Limpieza bucal eficiente en cualquier momento y lugar
- Experiencia personalizable de presión de agua.



5 MODOS



PULSO

alta frecuencia y presión de agua. Ideal para remover la placa bacteriana.



INTENSO

Limpieza profunda. Remueve el 99.99% de la placa entre dientes



NORMAL

Limpieza diaria. Previene el mal aliento.



SUAVE

Adecuado para personas con ortodoncia o niños.



DELICADO

Para el primer uso o personas con dientes sensibles.



Bola de gravedad: Garantiza que el agua pueda salir completamente sin importar las direcciones en que la máquina se incline.

Características

- ⊙ Portátil, liviano e inalámbrico.
- ⊙ 5 modos de presión de agua (rango de 20 a 110 psi)
- ⊙ Capacidad 300 ml.
- ⊙ Batería recargable de litio de 2500 mAh de alta capacidad.
- ⊙ 5 versátiles boquillas que giran en 360°
- ⊙ Bola de gravedad para el agua
- ⊙ Resistente al agua IPX7

Ventajas

- ⊙ Práctico y fácil de transportar.
- Experiencia de limpieza personalizable.
- ⊙ Duración de hasta 10 a 15 días de uso continuo.
- ⊙ Boquilla giratoria de 360° permite limpiar fácilmente las zonas que son difíciles de alcanzar.
- ⊙ Bola de gravedad: Garantiza que el agua pueda salir completamente sin importar las direcciones en que la máquina se incline

Beneficios

- ⊙ Limpieza bucal eficiente en cualquier momento y lugar.
- ⊙ Evita la fuerza excesiva y es adecuado para principiantes.
- ⊙ Experiencia personalizable de presión de agua.
- ⊙ Limpieza profunda entre los dientes
- ⊙ Cómodo de usar

Piksters™

Completa linea de productos para la salud bucal.



INTERDENTALES

Cepillos interdentales Piksters

Los cepillos interdentales Piksters eliminan la placa bacteriana de raíz. Debido a la variedad de sus tamaños, logran acceder a los lugares difíciles de alcanzar entre dientes y encías, proporcionando una limpieza más efectiva y profunda.

	Ø alambre	SH*	ISO	
Size 00	0,32 mm.	0.6	0	
Size 0	0,36 mm.	0.7	1	
Size 1	0,45 mm.	0.8	1	
Size 2	0,52 mm.	0.9	2	
Size 3	0,52 mm.	0.9	2	
Size 4	0,52 mm.	1	2	
Size 5	0,56 mm.	1.1	3	
Size 6	0,63 mm.	1.4	4	
Size 7	0,73 mm.	2.1	6	

SH*= Ø min. que se puede insertar el cepillo



Disponible en sachet de 10 un. y caja de 40 un.

Características

- ⊙ Fabricados con alambre recubierto de plástico.
- ⊙ Libres de látex.
- ⊙ Reutilizables.
- ⊙ Variedad de tamaños.
- ⊙ Punta flexible.
- ⊙ Con tapa.

Ventajas

- ⊙ Variedad de tamaños: desde 0.32 mm. hasta 0.73 mm. para adaptarse a todos los espacios.
- ⊙ Mango extensible: para acceder a más lugares difíciles de alcanzar entre dientes y encías.
- ⊙ Al contar con tapa, puedes reutilizarlo y llevarlo contigo a todas partes.

Beneficios

- ⊙ Limpieza efectiva y profunda entre los dientes.
- ⊙ Eliminan la placa bacteriana de raíz
- ⊙ Versátil: puedes usarlo en la parte anterior y posterior de la boca.
- ⊙ Portátil.
- ⊙ Reutilizable.

INTERDENTALES

Power Pikster

Poder de vibración sónica.

Power Pikster incorpora el poder de la vibración sónica al cepillo interdental Pikster. Limpieza potente aún sin destreza manual: El mango de Power Pikster genera vibraciones suaves pero efectivas; rompen y remueven depósitos bacterianos entre los dientes. Las vibraciones causan un efecto mecánico que permite al cepillo deslizarse entre los dientes más suavemente que un interdental manual.



Incluye pack de 8 interdentales de distintos tamaños (medidas del 00 al 6) y cepillo dental.

Características

- ⊙ Liviano y apto para viaje.
- ⊙ Cabezal removible para uso interdental o cepillo dental.
- ⊙ 2 Velocidades.
- ⊙ Batería recargable con USB.

Ventajas

- ⊙ Gracias a las vibraciones el cepillo interdental entra suavemente al espacio interdental y limpia de forma más efectiva las zonas entre los dientes.
- ⊙ Se puede cargar fácilmente con cualquier cargador USB

Beneficios

- ⊙ Limpieza más efectiva y profunda entre los dientes.
- ⊙ Elimina la placa bacteriana de raíz.
- ⊙ Doble beneficio: uso como interdental y cepillo dental.
- ⊙ Mayor efectividad y confort.
- ⊙ Práctico para viajes.

SEDA DENTAL

Hilo Dental Gorilla Floss Piksters

Piksters® Gorilla Floss es cuatro veces más fuerte que el hilo dental normal. Elaborado con un fino multifilamento encerado que no se deshilacha ni rompe.



Características

- ⊙ Hilo multifilamento encerado.
- ⊙ 4 veces más resistente que el hilo normal.
- ⊙ 30 mts de hilo dental.

Ventajas

- ⊙ Practicamente irrompible.
- ⊙ Se desliza fácilmente.
- ⊙ Fricción mayor que el PTFE (politetrafluoroetileno)

Beneficios

- ⊙ Limpieza y deslizamiento entre dientes más efectivo sobre todo en espacios interdentes más pequeños.
- ⊙ Eliminan la placa bacteriana de raíz.
- ⊙ Uso más confortable.

INTERDENTALES

Flosser Supa Grip Piksters

Hilo dental avanzado con mondadientes que entregan un deslizamiento suave y resistente.



Incluye pack de 8 interdentes de distintos tamaños (medidas del 00 al 6) y cepillo dental.

Características

- ⊙ Hilo dental de PTFE (politetrafluoroetileno).
- ⊙ 2 productos en 1: Cinta + mondadiente.
- ⊙ Envasado individualmente.

Ventajas

- ⊙ Monofilamento PTFE no se deshilacha y se desliza suave entre los dientes.
- ⊙ Facil de llevar. Al ser envasado individualmente te aseguras que siempre este limpio y listo para usar.
- ⊙ Varios formatos de venta que se adapta a tus necesidades.


Beneficios

- ⊙ Limpieza suave, efectiva y profunda entre los dientes sin dañar las encías.
- ⊙ Doble funcionalidad como hilo y mondadientes.
- ⊙ Diseñado para una manipulación más confortable.

PROTESIS DENTALES

Tabletas efervescentes limpiadoras de aparatos orales Piksters

Tabletas efervescentes limpiadoras para prótesis dentales que ayudan a una dentadura limpia, fresca y sin manchas. Elimina el 99,9 % de las bacterias.



Envase contiene 30 tabletas.

Características

- ⊙ Cómoda tableta efervescente.
- ⊙ pH neutro: seguro para clips metálicos.
- ⊙ Sabor suave a menta.

Ventajas

- ⊙ Elimina el 99.9% de las bacterias.
- ⊙ Limpia y desodoriza cualquier aparato removible, no solo dentaduras postizas.
- ⊙ Acción efervescente más efectiva y cómoda.

Beneficios

- ⊙ Desodoriza cualquier aparato removible.
- ⊙ Limpia profundamente los microorganismos que causan irritación a las encías y bocasas.

PROTESIS DENTALES

Caja para prótesis Piksters

Caja contenedora para aparatos orales removibles. Con cesta interior que permite una fácil extracción de los aparatos en el interior. Se puede usar con tabletas efervescentes limpiadoras.



Características

- ⊙ Caja especialmente diseñada para guardar aparatos orales removibles.
- ⊙ Dimensiones: 9 x9 x7cms (ancho + largo x alto).
- ⊙ Con cestillo interior.

Ventajas

- ⊙ Tamaño ideal para contener cualquier tipo de aparato, incluso los más grandes como dentaduras postizas, protectores para deportes y otros.
- ⊙ Cestillo interior permite una fácil extracción del aparato.
- ⊙ Complemento perfecto para limpiar y desodorizar aparatos con tabletas efervescentes.

Beneficios

- ⊙ Protección y cuidado de aparatos orales.
- ⊙ Gran capacidad.
- ⊙ Mayor higiene.
- ⊙ Práctico y fácil de llevar a todas partes

CERAS DE ALIVIO

Cera de alivio Piksters

Piksters® Cera de alivio fue desarrollado para proteger contra la irritación, el dolor y la ulceración causados por los brackets y alambres de ortodoncia. Sutil sabor a menta.



Sachet con 2 cajitas.

Características

- ⊙ Cera ortodóncica para aliviar el dolor causado por los aparatos de ortodoncia.
- ⊙ Producto delicado e inocuo.
- ⊙ Sabor sutil a menta.

Ventajas

- ⊙ Protección y alivio inmediato del roce que producen los aparatos de ortodoncia.
- ⊙ Producto delicado e inocuo ideal para niños y adultos.
- ⊙ Sabor sutil a menta para una sensación fresca.

Beneficios

- ⊙ Protege las mejillas y lengua de lesiones producidas por el roce de brackets y alambres.
- ⊙ Práctico y fácil de llevar a todas partes.



*"Más de 35 años entregando el mejor servicio a odontólogos.
Ahora también a su disposición para llevar el mejor cuidado
bucal a las casas de las personas"*

Representantes de marcas certificadas y reconocidas mundialmente



Oxyfresh

usmile

Piksters™

Av. Providencia 2653 Loc. 35 - Metro Tobalaba - Providencia - Santiago

+56 2 2232 3093 | +56 9 5416 0674 | contacto@puntodental.cl